



## Servicebeschreibung für Pipetten, Dispenser und Büretten

Zu den Kernkompetenzen der Firma Se-Tek Mager e.K. gehört der Pipettenservice, sowie der Service für Dispenser, Büretten, Pipettierhilfen und Luftkeimsammler MAS 100 und MAS 100 Eco.

Wir kalibrieren und reparieren Fabrikate aller Hersteller. Wir arbeiten jedoch vom Hersteller unabhängig und daher für Sie wirtschaftlich, da wir defekte Geräte möglichst reparieren. Zur Reparatur werden nur original Hersteller-Ersatzteile verwendet. Nur bei Unwirtschaftlichkeit schlagen wir Ihnen einen Reparaturtausch vor.

Die Kalibration erfolgt nach ISO 8655 um den Anforderungen der einzelnen Unternehmen gerecht zu werden. Sie erhalten von uns eine qualitativ hochwertige Ausführung der Arbeit, fachkundige Beratung und absolute Kostentransparenz.

Alle Geräte werden mit einem Prüfsiegel versehen, auf diesem wird der nächste Prüftermin empfohlen.

Sie senden Ihre Geräte mit unserem Kundenauftragsformular ein. Dieses finden Sie auch abrufbar unter [www.se-tek.eu](http://www.se-tek.eu). Tragen Sie die Geräteinformation mit der gewünschten Serviceart ein und Sie erhalten nach max. 5 Werktagen Ihre Pipetten, Dispenser, Büretten zurück. Bei der Rücksendung übernehmen wir Porto und Verpackung für Sie.

### Wählen Sie aus diesen Serviceleistungen

#### 4- Punkt Messung

Reinigung, Fetten, Funktionsprüfung, Kalibrierung Ihrer Pipetten nach ISO 8655 mit 4-Punkt Messung und Prüfprotokoll nach ISO 8655.

---

#### 10-Punkt Messung

Reinigung, Fetten, Funktionsprüfung, Kalibrierung Ihrer Pipetten nach ISO 8655 mit 10-Punkt Messung und Prüfprotokoll nach ISO 8655.

---

#### GLP

Messung der Eingangswerte Ihrer Pipetten nach ISO 8655 mit 10-Punkt Messung (IST-Zustand).  
Reinigung, Fetten, Funktionsprüfung, Kalibrierung Ihrer Pipetten nach ISO 8655 mit 10-Punkt Messung und Prüfprotokoll der Ausgangswerte nach ISO 8655.

---

#### Dispenser

Reinigung, Funktionsprüfung, Kalibrierung Ihrer Dispenser nach ISO 8655 mit 10-Punkt Messung und Prüfprotokoll nach ISO 8655.  
(auch anwenderspezifisch mit 3 x 10-Punkt Messung möglich)

---

#### Büretten

Reinigung, Fetten, Kalibrierung Ihrer Büretten nach ISO 8655 mit einer 10-Punkt Messung und Prüfprotokoll nach ISO 8655.

---